

Cocher la couleur désirée:

P l a y s a f e c o u l e u r s



# 30 **PLAYSAFE**® Couleurs

30 Playsafe couleurs ou combinaisons de couleurs sont disponibles pour tous les types Playsafe. En outre il est possible de fabriquer un protège-dents à 2, 3 ou 4 couleurs qui peuvent être choisies parmi les couleurs 1-15.

**Veillez indiquer les numéros de couleur (1-15):**

Exemple: **4 1 9 4**



**Chères sportives, cher sportifs,** un protège-dents Playsafe est fabriqué pour vous d'une façon personnalisée par une personne qualifiée selon les règles Playsafe. Le procédé pour obtenir votre protège-dents Playsafe est le suivant:

Votre dentiste:

Prise d'empreinte, mâchoire supérieure et inférieure

Votre technicien:

Fabrication du modèle en plâtre et du protège-dents

Votre dentiste:

Contrôle, adaptation et mise en bouche

Un protège-dents Playsafe original est toujours laminé (c'est-à-dire constitué d'au moins deux couches) et porte le nom Playsafe, le nom du sportif et le type Playsafe.

**D'ailleurs, le protège-dents Playsafe peut être adapté à une dentition changeante.**

**Veillez contacter:**

**ERKODENT • Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3  
72285 Pfalzgrafenweiler • Allemagne**  
Tel. + 49 (0) 74 45 85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45 20 92  
info@erkodent.com • www.erkodent.com



# PLAYSAFE®

Protège-dents



P55-4011-5

## Les protège-dents ne sont pas tous égaux


En comparant des protège-dents fabriqués de façon individuelle avec des types Boil+Bite (bouillir et mordre) vous voyez des différences significatives. Le protège-dents Playsafe s'applique exactement sur l'alignement des dents, ne bouge pas et permet de respirer librement et, après une courte accoutumance, de parler normalement. Des types Boil & Bite s'appliquent de mauvaise façon et ne restent pas en place. Le sportif doit tenir le protège-dents sur l'alignement des dents et pour cela il est gêné dans son activité. Au Symposium International sur les biomatériaux (1993) Dr. J. Park, PHD a expliqué que les protège-dents Boil +Bite donnent un faux sens de protection en raison d'une importante perte de l'épaisseur pendant l'adaptation dans la bouche.



**PLAYSAFE protège-dents**    **Boil & Bite protège-dents**

Grâce à une parfaite assise buccale, le protège-dents Playsafe qui est fabriqué individuellement a une durabilité dix fois plus grande qu'un protège-dents Boil+Bite.

Test pendulaire des chocs, Université de Tübingen:  
Le pourcentage de l'absorption de force de la première molaire (répartition de force). Force d'impact 500 N




## Pourquoi des protège-dents fabriqués de façon individuelle?

Selon l'American Dental Association plus que 200 000 blessures de la bouche sont évitées en portant des protège-dents.

Cependant la National Youth Foundation estime que par an plus que 5 millions de dents sont cassés en raison des activités sportives aux Etats-Unis.



## PLAYSAFE protège-dents à 2 ou 3 couches:



## 5 types PLAYSAFE,

pour un protège-dents sûr pour chaque sport!

### Votre type de PLAYSAFE:

- HEAVY PRO**

**PLAYSAFE heavy pro**, triple couche, avec une couche dure, pour: **le squash**, **le kickboxing**, **le rugby**, **le karaté**, **le polo**, **le rollerblading**, **le hockey sur glace ou sur gazon** et tout autre sport où des chocs violents et très durs sont à craindre sur les maxillaires.
- LIGHT PRO**

**PLAYSAFE light pro**, triple couche, en cas d'une situation orale resserrée (par ex. des enfants), pour: **le squash**, **le rollerblading**, **le polo**, **le karaté**, **le kickboxing**, **le rugby**, **le hockey sur glace ou sur gazon** et tout autre sport où des chocs violents et très durs sont à craindre sur les maxillaires.
- HEAVY**

**PLAYSAFE heavy**, double couche + 3 lignes de répartition de force, pour: **la boxe**, **le rollerblading**, **le karaté**, **le rugby**, **le baseball**, **le football américain**, **le skateboarding**, **la ski descente** et autres pratiques sportives où des coups forts et puissants sont à craindre.
- MEDIUM**

**PLAYSAFE medium**, double couche, pour: **la boxe**, **le biking**, **le basketball**, **le football**, **le judo**, **la haute lutte**, **l'équitation**, **le handball**, **le water-polo**, **le motocross** et autres sports où des coups à plat sont à redouter sur les maxillaires.
- LIGHT**

**PLAYSAFE light**, double couche, en cas d'une situation orale resserrée: **voir medium**. En outre le Playsafe light protège les dents opposées contre les autres, par ex. en cas des sports où on porte des casques qui protègent la zone médiane de la face.